

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd102 Для Проточной Цитометрии - P35330

Артикул: CM0007926



введение

Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD102 (ICAM-2), конъюгированное с для проточной цитометрии. Распознает мышиный CD102, молекулу клеточной адгезии массой 31 кДа, участвующую во взаимодействиях лейкоцитов и эндотелия. Подходит для исследований в иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD102
Примечания/Альтернативные названия	CD102; Ly-60; Icam-2
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3384
GeneID (Мышь)	15896
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-222 мышиного CD102 (NP_034624.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P35330
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом