

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd102 Для Проточной Цитометрии - P35330

Артикул: CM0006084



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD102 (Icam-2), для проточной цитометрии (FC). Реагирует с мышиными образцами; идеально подходит для изучения адгезии лейкоцитов, иммунного надзора и взаимодействий эндотелиальных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD102
Примечания/Альтернативные названия	CD102; Ly-60; Icam-2
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3384
GeneID	15896
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-222 мышиного CD102 (NP_034624.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P35330
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом