

Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного Cd103 Для Проточной Цитометрии - Q60677

Артикул: CM0010016

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против мышиного CD103 (интегрин альфа-E). Валидировано для проточной цитометрии, реагирует с мышью. Подходит для изучения адгезии лимфоцитов и эпителиальных клеток. Молекулярная масса ~129 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье против мышиного CD103 мКлА
Примечания/Синонимы	CD103; aM290; alpha-E1; A530055J10; alpha-M290
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3682
GeneID	16407
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 191-385 мышиного CD103 (NP_032425.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q60677
Молекулярная масса белка	129 кДа
Доставка	Айс-пак