

Кролик Анти-Мышиний Cd105/Эндоглин Мат Для Пц - Q63961

Артикул: CM0011954

введение

Моноклональное антитело кролика, конъюгированное с , направленное против мышиного CD105/Эндоглина. Подходит для проточной цитометрии. Позволяет изучать ангиогенез, сигнальный путь TGF-бета/BMP и сосудистую биологию. Рекомбинантный иммуноген.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Мышиний CD105/Эндоглин МАТ
Примечания/Псевдоним	Endo; CD105; S-эндоглин
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	2022
ID гена	13805
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q63961
Молекулярная масса белка	70кДа
Доставка	Сумка со льдом