

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd105/Эндоглина Для Проточной Цитометрии — Q63961

Артикул: CM0011424

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к мышиному CD105/эндоглину. Валидировано для проточной цитометрии, реагирует с мышиными антигенами. Молекулярная масса 70 кДа. Подходит для исследований ангиогенеза, сосудистой биологии и сигнального пути TGF-бета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD105/эндоглина
Примечания/Синонимы	Endo; CD105; S-эндоглин
Вид антигена	Мышь
ID гена (человек)	2022
ID гена (мышь)	13805
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 27-581 мышиного CD105 (NP_031958.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q63961
Молекулярная масса белка	70 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом