

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd105/Эндоглина Для Проточной Цитометрии - Q63961

Артикул: CM0005422

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышиного CD105/Эндоглина (Q63961). Рекомбинантный иммуноген для обеспечения специфичности. Идеально подходят для исследований ангиогенеза и сосудистой биологии на основе проточной цитометрии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи моноклональные антитела против мышиного CD105/Эндоглина
Примечания/Псевдоним	Endo; CD105; S-endoglin
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	2022
GeneID	13805
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-581 мышиного CD105 (NP_031958.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q63961
Молекулярный вес белка	70кДа
Доставка	Сумка со льдом