

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd112/Nectin-2 Для Проточной Цитометрии - P32507

Артикул: CM0008884



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против мышиного CD112/Nectin-2 для проточной цитометрии. Нацелены на модулятор Т-клеток и белок клеточной адгезии нектин-2; подходят для образцов мыши в исследованиях иммунорегуляции и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик против мыши CD112/Nectin-2 мАт
Примечания/Псевдоним	MPH; Pvr; Pvs; Cd112; Pvr12; nectin-2
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	5819
ID гена	19294
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 32-345 мышиного CD112/Nectin-2 (NP_033016.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P32507
Молекулярный вес белка	57кДа
Доставка	Сумка со льдом