

Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного Cd117/C-Kit, Меченное , Для Проточной Цитометрии — P05532

Артикул: CM0011525



введение

Валидированное для проточной цитометрии моноклональное антитело кролика, конъюгированное с флуорофором , направленное против мышиного CD117/c-Kit (SWISS: P05532). Обнаруживает поверхностный рецептор на гемопоэтических и половых клетках; подходит для исследования стволовых клеток и анализа тучных клеток.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Описание
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против мышиного CD117/c-Kit, меченное
Примечания/Синонимы	W, Bs, Fdc, Ssm, SCO1, SCO5, SOW3, CD117, c-KIT, Tr-kit, Gsfsc01, Gsfsc05, Gsfscow3
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3815
GeneID	16590
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 25-523 мышиного CD117/c-Kit (NP_001116205.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P05532
Молекулярная масса белка	22 кДа/108 кДа/109 кДа
Доставка	С ледяным пакетом