


Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd117/C-Kit Для Проточной Цитометрии - P05532

Артикул: CM0009637



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против мышиного CD117/c-Kit, валидированное для проточной цитометрии. Специфично реагирует с мышиным CD117, идеально для исследований гемопоэтических стволовых клеток, тучных клеток и меланогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD117/c-Kit
Примечания/Альтернативные названия	W; Bs; Fdc; Ssm; SC01; SC05; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	3815
ID гена	16590
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-523 мышиного CD117/c-Kit (NP_001116205.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P05532
Молекулярная масса белка	22кДа/108кДа/109кДа
Условия доставки	В пакете со льдом