

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd117/C-Kit Для Проточной Цитометрии - P05532

Артикул: CM0005778



введение

Меченные кроличьи моноклональные антитела против мышиного CD117/c-Kit (SWISS: P05532). Подходят для проточной цитометрии (FC), распознают рецептор с молекулярной массой 22/108/109 кДа. Идеальны для исследований стволовых клеток и гемопоэза.

[Узнать больше](#)

Спецификация	Детали
Название продукта	Кроличыи мАТ против мышиного CD117/c-Kit
Примечания/Псевдонимы	W; Bs; Fdc; Ssm; SCO1; SCO5; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	3815
ID гена	16590
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-523 мышиного CD117/c-Kit (NP_001116205.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P05532
Молекулярный вес белка	22кДа/108кДа/109кДа
Доставка	Сумка со льдом