

Кроличья Моноклональная Антитело К Мышиному Cd119/Рецептору Ifn-Гамма 1 Mab - P15261

Артикул: CM0011718

введение

Конъюгированная с кроличья моноклональная антитело к мышиному CD119 (рецептор IFN-гамма 1). Подходит для проточной цитометрии при характеристике сигнализации интерферона гамма в иммунных клетках. Специфична к мышиным антигенам.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Mouse CD119/IFN-gamma receptor 1 mAb
Примечания/Алиасы	Ifgr; CD119; Ifngr; Nktar; IFN-gammaR
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3459
GeneID	15979
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 26-250 мышиного CD119/рецептора IFN-гамма 1 (NP_034641.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P15261
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	С ледяным пакетом