

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd11A Для Проточной Цитометрии - P24063

Артикул: CM0010675

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышиного CD11a (Интегрин альфа-L). Идеально подходят для проточной цитометрии (FC). Подходят для исследований адгезии лейкоцитов и иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик anti-Mouse CD11a mAb
Примечания/Псевдонимы	Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	3683
ID гена	16408
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 149-340 мышиного CD11a (NP_001240801.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P24063
Молекулярный вес белка	128 кДа
Доставка	Сумка со льдом