

Моноклональное Кроличье Антитело К Мышиному Cd11a, Конъюгированное , Для Проточной Цитометрии — P24063

Артикул: CM0007736

введение

Это кроличье моноклональное антитело, конъюгированное красителем , специфично распознает мышиный CD11a (альфа-цепь LFA-1). Оно валидировано для использования в проточной цитометрии (ПЦ) и идеально подходит для иммунофенотипирования и исследований адгезии лейкоцитов на мышиных моделях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное кроличье антитело к мышиному CD11a, конъюгированное
Примечания / Синонимы	Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A
Вид антигена	Мышь
GeneID (Человек)	3683
GeneID (Мышь)	16408
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P24063
Молекулярная масса белка	128 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом