


Кроличья Моноклональная Антитела К Мышиной Cd11b Для Проточной Цитометрии - P05555

Артикул: CM0012320



введение

Конъюгированная с кроличья моноклональная антитела, направленная против мышиной CD11b (интегрин альфа-M). Подходит для проточной цитометрии (FC). Реагирует с мышиными образцами. Идеально подходит для исследования адгезии лейкоцитов, функции комплементарных рецепторов и нейровоспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья мАнт к мышиной CD11b
Примечания/Синонимы	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3684
GeneID	16409
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 143-337 мышиной CD11b (NP_032427.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P05555
Молекулярная масса белка	127кДа
Доставка	С хладагентом