


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd11b Для Проточной Цитометрии - P05555

Артикул: CM0008400



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышиного CD11b (Интегрин альфа-M, P05555), для проточной цитометрии (FC). Валидированы на образцах мыши; идеально подходят для изучения адгезии лейкоцитов, функции рецептора комплемента и фагоцитоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик против мыши CD11b мАт
Примечания/Псевдонимы	CR3, CR3A, MAC1, Cd11b, Ly-40, Mac-1, Mac-1a, CD11b/CD18, F730045J24Rik
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	3684
ID гена	16409
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 143-337 мышиного CD11b (NP_032427.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P05555
Молекулярный вес белка	127кДа
Доставка	Сумка со льдом