


Моноклональное Антитело Кролика Против Cd11b Мыши Для Проточной Цитометрии — P05555

Артикул: CM0008731



введение

Моноклональное антитело кролика, нацеленное на CD11b мыши (интегрин альфа-M, CR3, MAC-1). Валидировано для применения в проточной цитометрии (FC). Иммуноген — рекомбинантный белок (а. к. 143-337). Перекрёстно реагирует с мышью. Идеально подходит для исследований моноцитов/макрофагов и микроглии. UniProt P05555.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против CD11b мыши
Примечания/синонимы	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Вид	Мышь
GeneID	16409
GeneID (человек)	3684
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 143-337 CD11b мыши (NP_032427.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P05555
Молекулярная масса белка	127 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом