


## Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd11b ( ) Для Проточной Цитометрии - P05555

Артикул: CM0004595



### введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышиного CD11b (интегрин альфа-М), валидированные для проточной цитометрии. Подходят для изучения адгезии лейкоцитов, фагоцитоза и функции рецептора комплемента в мышиных моделях.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Rabbit anti-Mouse CD11b mAb                                                                                                      |
| Примечания/Псевдонимы     | CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik                                                          |
| Вид                       | Мышь                                                                                                                             |
| GeneID (Человек)          | 3684                                                                                                                             |
| GeneID                    | 16409                                                                                                                            |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 143-337 мышиного CD11b (NP_032427.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                           |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                          |
| Применение                | FC                                                                                                                               |
| Перекрестная реактивность | Мышь                                                                                                                             |
| SWISS                     | P05555                                                                                                                           |
| Молекулярный вес белка    | 127кДа                                                                                                                           |
| Доставка                  | Сумка-со льдом                                                                                                                   |