

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd123 Для Проточной Цитометрии - P26952

Артикул: CM0009282

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против мышиного CD123 (альфа-цепь рецептора IL-3), валидированные для проточной цитометрии (FC). Подходят для обнаружения гемопоэтических клеток-предшественников мыши и изучения сигналинга IL-3.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи МАб против мышиного CD123
Примечания/Псевдонимы	CD123; SUT-1; CDw123
Вид	Мышь
ID Gene ID (человек)	3563
ID Gene ID	16188
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 17-331 мышиного CD123 (NP_032395.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P26952
Молекулярный вес белка	43кДа
Доставка	Сумка-холодильник