

Кроличий Анти-Мышиный Моноклональный Антитело К Cd124/IL-4Ra Для Fc - P16382

Артикул: CM0011653

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против мышиного CD124/IL-4R α , предназначенное для проточной цитометрии. Направлено против внеклеточного домена мышиного IL-4R, что позволяет изучать сигнальные пути IL-4/IL-13.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличий анти-мышиный моноклональный антитело к CD124/IL-4Ra
Примечания/Псевдоним	IL4r; CD124
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	3566
Идентификатор гена	16190
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-233 мышиного CD124/IL-4Ra (NP_001008700.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P16382
Молекулярная масса белка	87 кДа
Доставка	Ледяной пакет