

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd124/Il-4Ra Для Fc - P16382

Артикул: CM0010156

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против мышиного CD124/IL-4Rα для проточной цитометрии. Распознает внеклеточный домен (aa 26-233), валидировано для образцов мыши. Идеально подходит для изучения передачи сигналов IL-4/IL-13 в исследованиях аллергии и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD124/IL-4Ra
Примечания/Альтернативные названия	Il4r; CD124
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3566
GeneID	16190
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-233 мышиного CD124/IL-4Ra (NP_001008700.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P16382
Молекулярная масса белка	87 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом