

Моноклональное Антитело Кролика Против Cd126/А-Цепи Рецептора Il-6 Мыши - P22272

Артикул: CM0009918

введение

Рекомбинантное моноклональное антитело кролика, направленное против IL-6Rα (CD126) мыши, конъюгированное с для проточной цитометрии. Обнаруживает нативный IL-6Rα и подходит для исследований иммунологии и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против CD126/α-цепи рецептора IL-6 мыши
Примечания/синонимы	Il6r; CD126; IL-6R; IL-6RA; IL-6R-alpha
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	3570
Идентификатор гена (мышь)	16194
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-357 α-цепи CD126/IL-6R мыши (NP_034689.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P22272
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом