

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd126/Цепи Il-6Rα Для Проточной Цитометрии - P22272

Артикул: CM0005512

введение

Кроличыи моноклональные антитела, конъюгированные с , против альфа-субъединицы (CD126/IL-6Rα) рецептора интерлейкина-6 мыши. Валидированы для проточной цитометрии (FC). Подходят для изучения сигнального пути IL-6, иммунного ответа и воспалительных заболеваний. UniProt: P22272.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи мАб против мышиного CD126/цепи IL-6Rα
Примечания/Псевдонимы	Il6r; CD126; IL-6R; IL-6RA; IL-6R-alpha
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3570
GeneID (мышь)	16194
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-357 цепи мышиного CD126/IL-6Rα (NP_034689.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P22272
Молекулярный вес белка	50кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент