


Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd127/Il-7Rα Для Проточной Цитометрии - P16872

Артикул: CM0010831



введение

Высококачественное конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против мышиного CD127/IL-7Rα, подходящее для проточной цитометрии. Идеально для исследования сигнализации рецепторов интерлейкина-7 и TSLP в селезенке, тимусе и развития иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-мышиное CD127/IL-7Rα mAb
Примечания/Альтернативные названия	CD127; IL-7Ralpha
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	3575
ID гена (Мышь)	16197
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-239 мышиного CD127/IL-7Rα (NP_612564.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P16872
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом