


Моноклональное Антитело Кролика Против Cd127/Il-7Rα Мыши Для Проточной Цитометрии — P16872

Артикул: CM0008681



введение

Моноклональное антитело кролика против CD127/IL-7Rα мыши, конъюгированное с и валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения сигнальных путей IL-7/TSLP в селезёнке, тимусе и печени плода.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против CD127/IL-7Rα мыши
Примечания/алиас	CD127; IL-7Ralpha
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	3575
Идентификатор гена (мышь)	16197
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-239 CD127/IL-7Rα мыши (NP_612564.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P16872
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом