


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd130/Gp130 Для Проточной Цитометрии - Q00560

Артикул: CM0006259



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные на внеклеточный домен мышиного CD130/gp130 (IL6ST). Валидированы для проточной цитометрии, реагируют с образцами мыши. Идеальны для исследований иммунитета, костной ткани и нейрональной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик против мыши CD130/gp130 мАт
Примечания/Псевдонимы	CD130; gp130; D13Erttd699e; 5133400A03Rik
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	3572
ID гена (Мышь)	16195
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-617 мышиного CD130/gp130 (NP_034690.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q00560
Молекулярный вес белка	102кДа
Доставка	В ледяном пакете