

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd138/Syndecan-1 Мыши Для Проточной Цитометрии — P18828

Артикул: CM0006143

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD138/Syndecan-1 мыши, для применения в проточной цитометрии. Валидировано для исследований биогенеза экзосом и взаимодействия с матриксом. Перекрёстно реагирует с мышинным белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье моноклональное антитело против CD138/Syndecan-1 мыши
Примечания/синонимы	Sstn, Synd, CD138, Synd1, syn-1
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	6382
Идентификатор гена (мышь)	20969
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23–255 CD138/Syndecan-1 мыши (NP_035649.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P18828
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом