

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd138/Syndecan-1 Для Иф-П И Пц - P18828

Артикул: CM0012444

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против мышиного CD138/Syndecan-1, валидированные для иммунофлуоресценции (ИФ-П) и проточной цитометрии (ПЦ). Подходят для изучения биогенеза экзосом, клеточной адгезии и сигналинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи МАт против мышиного CD138/Syndecan-1
Примечания/Псевдонимы	Sstn; Synd; CD138; Synd1; syn-1
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	6382
GeneID	20969
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-255 мышиного CD138/Syndecan-1 (NP_035649.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИФ-П, ПЦ
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P18828
Молекулярный вес белка	33кДа
Доставка	Сумка со льдом