

Кроличье Моноклональное Антитело К Мышиному Cd14 Для Проточной Цитометрии (Fc) - P10810

Артикул: CM0010592



введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , к мышиному CD14, валидированное для проточной цитометрии. Мышиный CD14 является ключевым корецептором врожденного иммунитета для ЛПС и бактериальных липопептидов. Идеально подходит для иммунофенотипирования субпопуляций макрофагов в иммунологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье моноклональное антитело к мышиному CD14
Примечания/Синонимы	CD14
Вид	Мышь
GeneID (человек)	929
GeneID (мышь)	12475
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-345 мышиного CD14 (NP_033971.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P10810
Молекулярная масса	39 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом