


Кроличья Моноклональная Антитело Против Мышиного Cd14 Меченая Для Проточной Цитометрии — P10810

Артикул: CM0010270



введение

Конъюгированная кроличья моноклональная антитело против мышиного CD14, валидированная для проточной цитометрии (FC). Нацелена на антиген дифференцировки моноцитов с молекулярной массой 39 кДа, корецептор бактериального липополисахарида (LPS) и медиатор врожденного иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитело против мышиного CD14 меченая
Примечания/Альяс	CD14
Вид	Мышь
GeneID (человек)	929
GeneID	12475
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 18–345 мышиного CD14 (NP_033971.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P10810
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	С ледяным пакетом