

## Моноклональное Антитело , Кроличье, Против Мышиного Cd140B/Pdgfr Бета Для Проточной Цитометрии - P05622

Артикул: CM0009106



### введение

Моноклональное антитело кролика, конъюгированное с , нацеленное на рецептор мышиного CD140b/PDGFR бета. Валидировано для применения в проточной цитометрии, специфично реагирует с мышиным белком. Предсказанная молекулярная масса 123 кДа. Идеально для исследований передачи сигналов PDGF в развитии, ангиогенезе и почечном фиброзе.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Моноклональное антитело , кроличье, против мышиного CD140b/PDGFR бета                                                         |
| Примечания/Альтернативные названия | Pdgfr; CD140b; PDGFR-1                                                                                                        |
| Вид                                | Мышь                                                                                                                          |
| GeneID (Человек)                   | 5159                                                                                                                          |
| GeneID (Мышь)                      | 18596                                                                                                                         |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный белок (рекомбинантный фузионный белок, содержащий аминокислоты 32-530 мышиного CD140b/PDGFR бета, NP_032835.2) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                        |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                       |
| Применение                         | Проточная цитометрия (FC)                                                                                                     |
| Перекрестная реактивность          | Мышь                                                                                                                          |
| SWISS                              | P05622                                                                                                                        |
| Молекулярная масса белка           | 123 кДа                                                                                                                       |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                             |