

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd140B/Pdgfr Бета Для Проточной Цитометрии - P05622

Артикул: CM0009536



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против мышиного CD140b/PDGFR бета (P05622), валидированные для проточной цитометрии. Идеально подходят для исследований в области сосудистой биологии, перицитов и почечного фиброза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик anti-Mouse CD140b/PDGFR бета mAb
Примечания/Псевдоним	Pdgfr; CD140b; PDGFR-1
Вид	Мышь
ID гена (человек)	5159
ID гена	18596
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 32-530 мышиного CD140b/PDGFR бета (NP_032835.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P056622
Молекулярный вес белка	123 кДа
Доставка	Сумка со льдом