

Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного Cd144/VE-Кадгерина Для Проточной Цитометрии - P55284

Артикул: CM0010343



введение

Конъюгированное с красителем кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD144/VE-кадгерин (Swiss-Prot P55284). Валидировано для проточной цитометрии, подходит для исследований биологии эндотелиальных клеток и сосудистой системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье МАТ против мышиного CD144/VE-кадгерина
Примечания/Алиасы	7B4; Vec; VECD; Cd144; VEcad; VE-Cad
Вид мишени	Мышь
GeneID (человек)	1003
GeneID (мышь)	12562
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот от 46 до 592 мышиного CD144/VE-кадгерина (NP_033998.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P55284
Молекулярная масса белка	88 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом