

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd144/Ve-Кадгерина Для Проточной Цитометрии - P55284

Артикул: CM0008033



введение

Конъюгированное с ABflo 647 кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD144/VE-кадгерин (SWISS P55284) для проточной цитометрии. Позволяет детектировать сосудистый эндотелиальный кадгерин в исследованиях адгезии эндотелиальных клеток, организации контактов и сосудистой биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против мышиного CD144/VE-кадгерина, mAb
Примечания/Альтернативные названия	7B4; Vec; VECD; Cd144; VEcad; VE-Cad
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	1003
GeneID (Мышь)	12562
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 46-592 мышиного CD144/VE-кадгерина (NP_033998.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P55284
Молекулярная масса белка	88 кДа
Условия доставки	С охлаждающими элементами