

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd146 Для Fc - Q8R2Y2

Артикул: CM0010547

введение

Конъюгированное кроличье моноклональное антитело против мышиного CD146 (MUC18/gicerin). Валидировано для проточной цитометрии. Нацелено на внеклеточный домен (aa 24-563). Идеально для исследований адгезии меланомы и эндотелиального монослоя.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-мышиное CD146 моноклональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	CD146; CD149; Muc18; s-endo; 1-gicerin; s-gicerin
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	4162
GeneID	84004
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 24-563 мышиного CD146 (NP_075548.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q8R2Y2
Молекулярная масса белка	71 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом