

Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного Cd146 Для Проточной Цитометрии (Fc) - Q8R2Y2

Артикул: CM0008966

введение

Конъюгированное с флуоресцеином кроличье моноклональное антитело к мышиному белку CD146 (MUC18). Валидировано для проточной цитометрии (FC) на образцах мыши. Подходит для детекции молекулы клеточной адгезии в исследованиях меланомы и эндотелия.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против мышиного CD146, меченное
Примечания/Альтернативные названия	CD146; CD149; Muc18; s-endo; 1-gicerin; s-gicerin
Вид	Мышь
ID гена (человек)	4162
ID гена	84004
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности аминокислотных остатков 24-563 мышиного CD146 (NP_075548.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q8R2Y2
Молекулярная масса белка	71 кДа
Условия доставки	С хладагентом