

Кролик Анти-Мышь Cd150/Slam Мат - Q9Qum4

Артикул: CM0007842

введение

Моноклональное кроличье антитело, конъюгированное с , против мышиногo CD150/SLAM, валидированное для проточной цитометрии. Нацелено на молекулу активации сигнальных лимфоцитов, экспрессируемую на иммунных клетках; подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Мышь CD150/SLAM мат
Примечания/Псевдонимы	Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	6504
GeneID	27218
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-242 мышиногo CD150/SLAM (NP_038758.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9QUM4
Молекулярный вес белка	38кДа
Доставка	Сумка со льдом