

Кролиčky Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd150/Slam Для Проточной Цитометрии - Q9Qum4

Артикул: CM0008466

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышиного CD150/SLAM (SLAMF1), само-лигандного рецептора, регулирующего иммунную активацию. Подходят для проточной цитометрии. Молекулярный вес белка ~38 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик anti-Mouse CD150/SLAM mAb
Примечания/Псевдонимы	Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16
Вид	Мышь
GeneID (человек)	6504
GeneID	27218
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-242 мышиного CD150/SLAM (NP_038758.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9QUM4
Молекулярный вес белка	38кДа
Доставка	Сумка со льдом