

, Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd161C/Nk1.1 Мыши Для Проточной Цитометрии — P27814

Артикул: CM0011917

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD161c/NK1.1 (Klrb1c) мыши, валидированное для проточной цитометрии. Рекомбинантный иммуноген обеспечивает специфическое выявление НК-клеток. Идеально подходит для исследований в области иммунологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	, кроличье моноклональное антитело против CD161c/NK1.1 мыши
Примечания/синонимы	Nk1; Ly59; Nk-1; CD161; Ly-59; Ly55c; NK1.1; NKRP1; Nk1.2; Klrb1b; NK-RP1; Nk-1.2; Nkrp1b; Nkrp1c; ly-55c; NKRP140; NK-RP1.9
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	3820
Идентификатор гена	17059
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 67-223 CD161c/NK1.1 мыши (NP_001153376.2))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P27814
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом