

Моноклональное Кроличье Антитело Против Мышиного Cd161c/Nk1.1 Для Проточной Цитометрии - P27814

Артикул: CM0007954

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к мышиному CD161c/NK1.1 для проточной цитометрии. Обнаруживает поверхностный антиген NK клеток NK1.1; подходит для иммунофенотипирования и функциональных исследований естественных киллерных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-мышиное мКА к CD161c/NK1.1
Примечания/Альтернативные названия	Nk1, Ly59, Nk-1, CD161, Ly-59, Ly55c, NK1.1, NKRP1, Nk1.2, Klrk1b, NK-RP1, Nk-1.2, Nkrp1b, Nkrp1c, ly-55c, NKRP140, NKR-P1.9
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	3820
ID гена (Мышь)	17059
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий аминокислоты 67-223 мышиного CD161c/NK1.1 (NP_001153376.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦФ (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P27814
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Холодовая упаковка