

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd162/Psgl-1 Для Fc - Q3Ta56

Артикул: CM0012778

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD162/PSGL-1 (Selp1g).
Предназначено для проточной цитометрии, перекрестно реагирует с мышиным белком. Мембранный белок, содержащий сигнальный пептид и трансмембранный домен.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD162/PSGL-1
Примечания/Альтернативные названия	CD162; Psgl1; Selp1; Selp1; Psgl-1
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	6404
ID гена	20345
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q3TA56
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом