

Моноклональное Антитело Кролика К Cd162/Psgl-1 Мыши Для Fc — Q3Ta56

Артикул: CM0011161

введение

Конъюгированное с флуорофором моноклональное антитело кролика, специфически нацеленное на CD162/PSGL-1 мыши (Q3TA56). Валидировано для проточной цитометрии (FC) и служит надёжным инструментом для иммунологических исследований клеточной адгезии и миграции лейкоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	моноклональное антитело кролика к CD162/PSGL-1 мыши
Примечания/синонимы	CD162; Psgl1; Selpl1; Selpl; Psgl-1
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	6404
Идентификатор гена	20345
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-320 CD162/PSGL-1 мыши (NP_033177.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q3TA56
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом