

Кролик Анти-Мышь Cd19 Мат Для Пц - P25918

Артикул: CM0004657

введение

Высококачественное конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против мышиногo CD19, валидированное для проточной цитометрии (FC). Обеспечивает точную идентификацию В-клеток в селезенке, костном мозге и периферической крови, поддерживая исследования в области иммунологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Мышь CD19 МАТ
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	930
GeneID	12478
Иммуноген	Рекомбинантный белок мыши CD19
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P25918
Молекулярный вес белка	60кДа
Доставка	Сумка со льдом