

Моноклональное Антитело Кролика К Cd19 Мыши Для Fc — P25918

Артикул: CM0010741

введение

Моноклональное антитело кролика к CD19 мыши, конъюгированное с , для проточной цитометрии (FC). Нацелено на антиген В-лимфоцитов CD19 (60 кДа) — критически важный корецептор BCR для развития и функционирования В-клеток. Валидировано на В-клетках мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к CD19 мыши,
Примечания/синоним	Cd19
Вид	Мышь
GeneID (человек)	930
GeneID	12478
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-287 CD19 мыши (NP_033974.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P25918
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом