

Rabbit Anti-Mouse Cd19 Monoclonal Antibody For Fc - P25918

Артикул: CM0010339

введение

Моноклональное кроличье антитело, конъюгированное с , направленное против мышиногo CD19, корецептора В-лимфоцитарного антигена для передачи сигнала BCR. Оптимизировано для проточной цитометрии на образцах мыши. Идеально подходит для иммунотипирования В-клеток и диагностических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Mouse CD19 mAb
Примечания/Псевдоним	Cd19
Вид	Мышь
ID гена (человек)	930
ID гена	12478
Иммуноген	Рекомбинантный белок CD19 мыши
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P25918
Молекулярная масса белка	60 кДа
Доставка	Сумка со льдом