

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd19 Для Проточной Цитометрии - P25918

Артикул: CM0006134

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, специфичные к мышиному CD19. Валидированные для проточной цитометрии, эти антитела идеально подходят для иммунотипирования В-клеток и исследований лимфоцитов. Перекрестная реакция с мышью.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик против мышиного CD19 мАт
Примечания/Псевдоним	Cd19
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	930
GeneID	12478
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-287 мышиного CD19 (NP_033974.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P25918
Молекулярный вес белка	60кДа
Доставка	Сумка со льдом