

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd19 Мыши Для Проточной Цитометрии — P25918

Артикул: CM0008988

введение

Моноклональное кроличье антитело, конъюгированное с , направленное против CD19 мыши. Валидировано для проточной цитометрии, подходит для иммунофенотипирования В-клеток в моделях на мышах. SWISS: P25918.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье МАТ против CD19 мыши
Примечания/алиас	CD19
Вид	Мышь
GeneID (человек)	930
GeneID	12478
Иммуноген	Рекомбинантный белок CD19 мыши.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P25918
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом