

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd19 Для Проточной Цитометрии - P25918

Артикул: CM0007966

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD19 для проточной цитометрии. Детектирует В-лимфоцитарный антиген на спленоцитах, клетках костного мозга и лимфатических узлов. Получено из рекомбинантного белка, специфично для мышиного CD19.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-мышиное CD19 mAb
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	930
GeneID	12478
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиного CD19.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P25918
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом