

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd2 Для Fc - P08920

Артикул: CM0008183

введение

Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD2, валидированное для проточной цитометрии (FC). Специфично детектирует мышиный CD2 (Ly37/LFA-2), подходит для исследований адгезии и сигналинга Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD2
Примечания/Альтернативные названия	Ly37; LFA-2; Ly-37
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	914
GeneID	12481
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-203 мышиного CD2 (NP_038514.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P08920
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом