

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd2 Для Проточной Цитометрии - P08920

Артикул: CM0009007

введение

Меченные кроличьи моноклональные антитела против мышиного CD2 (Ly-37/LFA-2) для проточной цитометрии. Реагируют с мышью, иммуноген из аминокислот 23-203. Идеальны для изучения адгезии и сигналинга Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик против мышиного CD2 мАт
Примечания/Псевдонимы	Ly37; LFA-2; Ly-37
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	914
ID гена	12481
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-203 мышиного CD2 (NP_038514.1))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P08920
Молекулярный вес белка	38кДа
Доставка	Сумка со льдом