

Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного Cd2 Для Fc - P08920

Артикул: CM0005714

введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика против мышиного CD2 (LFA-2, Ly37) для проточной цитометрии. Распознает Т-клеточный поверхностный антиген, участвующий в адгезии и активации. Подходит для образцов мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело Кролика против мышиного CD2
Примечания/Альтернативные названия	Ly37; LFA-2; Ly-37
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	914
GeneID	12481
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-203 мышиного CD2 (NP_038514.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P08920
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом